

Bilancia per umidità PCE-MA 110

bilancia per misurare l'umidità in un range fino a 110 g / risoluzione da 10 mg / 0,01 g / camera di essiccazione per determinare l'umidità / interfaccia RS-232 / memoria interna per 15 programmi di essiccazione / funzione di calibrazione

La bilancia per umidità PCE-MA 110 è progettata per pesare vari materiali e determinare il contenuto di umidità. Questa bilancia per umidità viene consegnata con una camera di essiccazione che raggiunge i 199 °C grazie a delle lampade alogene. Nella camera viene essiccato il materiale e viene calcolato il contenuto di umidità a partire dal peso differenziale. Grazie alla risoluzione da 0,01 g, la bilancia per umidità è in grado di rilevare anche le minime differenze di peso. Un'altra caratteristica è l'ampio display e la memoria interna con capacità per 15 programmi diversi di essiccazione. È possibile anche collegare la bilancia per umidità PCE-MA 110 a un PC tramite interfaccia RS-232. La bilancia si può ricalibrare in qualsiasi momento grazie alla funzione di calibrazione interna e al peso da 100 g incluso nella spedizione.

La bilancia per umidità PCE-MA 110 è molto utile p.e. quando si devono effettuare controlli di qualità dei granulati, dei pellet o dei mangimi.



- Range di misura: 110 g
- Risoluzione: 10 mg / 0,01 g
- Camera di essiccazione per determinare l'umidità
- Interfaccia RS-232
- Memoria interna per 15 programmi di essiccazione
- Tempo di essiccazione regolabile
- Funzionamento semplice
- Funzione di calibrazione per reimpostare la bilancia
- Peso di calibrazione da 100 g incluso
- Ampio display LCD con 9 tasti



Specifiche tecniche della bilancia per umidità PCE-MA 110

Range di misura	110 g
Risoluzione	10 mg / 0,01 g
Riscaldamento	Lampade alogene
Range temperatura	+40 a +199 °C
Tempo di essiccazione	1 a 99 min., regolabile
Range umidità	0 ... 100 %
Risoluzione umidità	0,2 %
Memoria	15 programmi di essiccazione
Interfaccia	RS-232
Indicatore	Display LCD, 9 tasti
Alimentazione	220 V / 50 Hz
Dimensioni	200 x 180 x 380 mm





La camera di essiccazione della bilancia per umidità può raggiungere i 199 °C

Contenuto della spedizione della bilancia per umidità PCE-MA 110

- 1 x bilancia per umidità PCE-MA 110, 1 x protezione anti-vento, 1 x piatto,
- 1 x alimentatore, 1 x maniglia per il piatto, 1 x peso da 100 g,
- 1 x istruzioni d'uso



Tastiera della bilancia per umidità PCE-MA 110 con una disposizione intuitiva.



Camera di essiccazione della bilancia per umidità PCE-MA 110



La bilancia per umidità essicca i materiali collocati sul piatto.



La bilancia per umidità PCE-MA 110 ha un ampio display LCD.

Accessori opzionali:

Certificato di taratura ISO

Taratura di laboratorio e certificato secondo gli standard dell'ISO 9000 e seguenti. Nel documento vengono riportati il nome del richiedente e il numero di serie dello strumento uniti alla tolleranza di quest'ultimo.

I certificati di taratura si emettono specificatamente per il cliente e pertanto sono esenti del diritto di recesso.

Pesi di calibrazione

I pesi di calibrazione si utilizzano per calibrare la bilancia e per controllare la precisione dell'essiccazione.



Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.