

Viscosimetro rotazionale B-One Touch

**viscosimetro rotazionale con varie velocità di rotazione / touch screen da 7" /
vari giranti (L1 ... L4 o R2 ... R7) / funzionamento semplice**

Il viscosimetro rotazionale B-One Touch è ideale per misurare la viscosità dei fluidi. La misura viene effettuata mediante vari giranti. Il dispositivo rileva la forza di rotazione che il viscosimetro deve applicare per muovere il fluido. Le geometrie conosciute consentono di ricavare conclusioni sulla viscosità. Il viscosimetro rotazionale B-One Touch viene inviato con differenti giranti. È possibile richiedere il viscosimetro rotazionale con giranti L1 ... L4 o R2 ... R7.

Il viscosimetro rotazionale B-One Touch viene usato soprattutto per rilevare la viscosità nei settori della produzione di vernici, nella cosmetica, nella farmaceutica, nella produzione alimentare e nella chimica. Grazie ai vari giranti disponibili, è possibile misurare viscosità fino a 16000000 mPa·s. Il viscosimetro rotazionale B-One Touch consente di misurare a vari livelli di velocità.



- Display touch screen da 7 "
- Differenti livelli di velocità rotazionale
- Selezione del set di giranti
- Funzionamento semplice
- Per molteplici applicazioni
- Supporto stabile

Specifiche tecniche del viscosimetro rotazionale B-One Touch

Principio di misura	Viscosimetro rotazionale
Velocità di rotazione	Qualsiasi velocità tra 0,3 ... 250 rpm
Range di misura del momento torcente	0,05 ... 13 mNm 0,005 ... 0,8 mNm (versione LR)
Precisione	±1 %
Riproducibilità	±0,2 %
Range viscosità	L1 ... L4: 15 ... 6000000 mPa·s R2 ... R7: 100 ... 180000000 mPa·s
Display	Touch screen da 7 "
Impostazione del display	Viscosità, velocità, momento torcente, tempo di misura, geometria di misura, sensibilità, data, unità di misura (cp / mPa·s), Lingue (francese / inglese)
Personalizzazione	Introduzione del nome utente, sbloccabile con una password a 4 cifre
Alimentazione	90 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Dimensioni	Unità di comando: 180 x 135 x 250 mm (lunghezza x larghezza x altezza) Supporto: 280 x 200 x 30 mm (lunghezza x larghezza x altezza) Tubo in acciaio inox.: 500 mm (lunghezza)
Peso	6,7 kg

Contenuto della spedizione del viscosimetro rotazionale B-One Touch

1 x Viscosimetro rotazionale B-One Touch,
1 x Set di giranti L1 ... L4 o R2 ... R7,
1 x Istruzioni d'uso

Accessori opzionali del viscosimetro rotazionale B-One Touch

Olio di calibrazione del viscosimetro rotazionale B-One Touch,
Giranti (Krebs),
Valigetta