



## Agitatore magnetico riscaldante PCE-MSR 340



L'agitatore magnetico riscaldante PCE-MSR 340 è un dispositivo ideale per lavori di laboratorio. L'agitatore magnetico riscaldante può mescolare e riscaldare liquidi in contenitori fino a 10 litri. La piastra in ceramica è un ottimo contatto tra l'agitatore magnetico riscaldante e il contenitore. È possibile regolare la velocità di agitazione dell'agitatore magnetico tramite i tasti sul pannello frontale in un range compreso tra 60 e 2200 rpm. Sul pannello frontale sono presenti altri tasti per regolare la temperatura di riscaldamento. La tastiera a membrana semplifica notevolmente la pulizia dell'agitatore magnetico, cosa particolarmente importante quando si lavora in laboratorio.

L'agitatore magnetico riscaldante ha una potenza di riscaldamento massima di 500W. Ciò è sufficiente per riscaldare in modo accurato ed affidabile una grande quantità di liquido. L'agitatore magnetico riscaldante ha un motore elettrico brushless (Brushless motor) che garantisce che la sostanza o liquido venga miscelato senza grandi perdite. La potenza del motore dell'agitatore magnetico riscaldante è di 40W. L'agitatore magnetico riscaldante consente di mescolare un liquido in modo continuo o di utilizzare il timer per miscelare un liquido per un tempo definito.

- ▶ Memoria per analisi successiva
- ▶ Agitatore magnetico con display digitale
- ▶ Capacità di agitazione: 10 litri
- ▶ Riscaldamento: 500W
- ▶ Breve tempo di riscaldamento
- ▶ Temperatura di riscaldamento fino a 400 °C
- ▶ Motore Brushless
- ▶ Funzionamento semplice
- ▶ Velocità di agitazione fino a 2200 rpm
- ▶ Regolazione della velocità di agitazione
- ▶ Precisione temp. di riscaldamento  $\pm 1$  °C

---

**Specifiche tecniche**

---

Azionamento	Motore Brushless
Volume di agitazione	1 ... 10 litri
Velocità di agitazione	60 ... 2200 rpm
Range temp. di riscaldamento (Temp. ambientale + 5 °C) ...	400 °C
Dim. campo di agitazione	180 x 140 mm
Timer	0 ... 9999 minuti
Materiale piastra di agitazione	Ceramica
Potenza di riscaldamento	Max. 500W
Potenza di agitazione	40W
Alimentazione	220V / 50 Hz
Dimensioni	195 x 255 x 155 mm
Peso	4,45 kg

---

---

**Contenuto della spedizione**

---

1 x Agitatore magnetico riscaldante PCE-MSR 340
1 x Cavo di alimentazione
1 x Sensore di temperatura
1 x Supporto
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)

---

Lo strumento e le specifiche possono essere soggette a modifiche.