

Agitatore magnetico con riscaldamento PCE-MSR 405

Agitatore magnetico con riscaldamento fino a 400 ml per ciascuna posizione di agitazione / 5 posizioni di agitazione / Impostazione della velocità fino a 1500 rpm / Possibilità di riscaldamento fino a 120 ° C / Temporizzatore / Modalità impulsi...

L'agitatore magnetico PCE-MSR 405 è un dispositivo dotato di riscaldamento, pertanto, l'agitatore magnetico riscaldato può agitare e al contempo riscaldare liquidi fino a 120°C. L'agitatore magnetico con riscaldamento PCE-MSR 405 ha 5 posizioni di agitazione che consentono di eseguire un test agitando più liquidi contemporaneamente. Il volume massimo di agitazione per ciascuna posizione è di 400 ml. Con questo agitatore magnetico è possibile agitare un totale di 2000 ml. È possibile, inoltre, regolare la temperatura a intervalli di 1 ° C e regolare la velocità con incrementi di 10 giri/min. fino a un massimo di 1500 giri/min. Oltre all'agitazione continua, l'agitatore magnetico con riscaldamento è dotato di un timer e di una modalità a impulsi. Ciò significa che i motori si avviano e si interrompono. L'agitatore magnetico con riscaldamento integra motori Brushless di lunga durata. L'agitatore magnetico con riscaldamento è alimentato da 230 V o 110 V.



- 5 posizioni di agitazione
- Regolazione della velocità fino a 1500 rpm
- Temperatura massima: 120 °C

- Agitazione 5 x 400 ml
- Funzione impulso e timer
- Interfaccia RS-232

Specifiche tecniche

Motore	Brushless
Posizioni di agitazione	5
Volume di agitazione	400 ml per posizione / 2000 ml totale
Regolazione dei giri	300 ... 1500 rpm
Precisione nella velocità dei giri	10 rpm
Regolazione della temperatura	Temperatura ambiente ... +120 °C
Precisione temperatura	± 1 °C
Temporizzatore	1 ... 999 minuti, infinito
Lunghezza consigliata dell'ancoretta magnetica	25 mm
Spazio di agitazione	456 x 118 mm
Potenza della piastra riscaldante	330 W (110 V) / 375 W (220 V)
Grado di protezione	IP 42
Condizioni operative	5 ... 40 °C / max. 80 U.R.
Alimentazione	110 V AC / 3,6 A - 220 V AC / 1,7 A
Potenza assorbita	400 W
Dimensioni	565 x 136 x 75 mm
Peso	Circa 3 kg
Interfaccia	RS-232



Contenuto della spedizione

1 x Agitatore magnetico con riscaldamento PCE-MSR 405,
Istruzioni per l'uso (PDF in Inglese)