

Agitatore magnetico multi-posizione PCE-MSR 410 / PCE-MSR 415

Agitatore magnetico multi-posizione fino a 400 ml per posizione / 10 o 15 posizioni / 300 ... 1500 rpm / Timer / Modalità impulso

L'agitatore magnetico multi-posizione è ideale per effettuare analisi seriali. I 10 o 15 punti di agitazione dell'agitatore magnetico multi-posizione operano simultaneamente con una riproducibilità che garantisce i risultati. È possibile impostare la velocità di agitazione tra 300 e 1500 rpm in step di 10 rpm. Con il timer dell'agitatore magnetico è possibile impostare il tempo di agitazione tra 1 e 999 minuti in step di 1 minuto. Altra opzione dell'agitatore magnetico multi-posizione è modificare automaticamente il senso di marcia. È possibile impostare l'intervallo dell'inversione di marcia tra 30 e 99 secondi.

Per garantire un supporto sicuro, la struttura dell'agitatore magnetico multi-posizione dispone di 4 piedini gommati. La piastra dell'agitatore magnetico multi-posizione è in acciaio inox ed è rivestita con silicone antiscivolo. Per ogni punto della piastra è possibile posizionare un recipiente con diametro di circa 80 mm. Ogni posizione consente di agitare un volume massimo di 400 ml.



- 10 o 15 punti di agitazione
- Regolabile tra 300 e 1500 rpm
- Piastra in acciaio inox siliconata

- 400 ml per posizione
- Funzione timer e modalità impulso
- Alimentazione: 110V e 230V

Specifiche tecniche

Azionamento

Volume di agitazione massimo

Diametro max. recipiente/posizione di agitazione

Velocità

Precisione

Timer

Lunghezza consigliata dell'ancoretta magnetica

Grado di protezione

Condizioni operative

Alimentazione

Interfaccia

Posizioni di agitazione

Dimensioni di ciascun punto

Potenza assorbita

Dimensioni

Peso

Motor Brushless

400 ml per posizione di agitazione

80 mm

300 ... 1500 rpm

10 rpm

1 ... 999 minuti o agitazione continua

25 mm

IP 42

Temperatura: +5 ... +40 °C

Umidità: max. 80 U.R.

110V AC / 3,6A

230V AC / 1,7A

RS-232, solo per manutenzione/riparazione

PCE-MSR 410

PCE-MSR 415

10

15

460 x 178 mm

460 x 264 mm

11 W

15 W

565 x 196 x 75 mm

568 x 282 x 76 mm

Circa 5 kg

Circa 6 kg

Contenuto della spedizione

1 x Agitatore magnetico multi-posizione PCE-MSR 410 o PCE-MSR 415,

1 x Ancoretta magnetica da 25 mm,

1 x Cavo di alimentazione,

Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)