

Mini agitatore magnetico PCE-MSR 50

Mini agitatore magnetico fino a 1000 ml / Diametro della base di agitazione: 88 mm / Alimentazione: rete elettrica con alimentatore USB / Regolazione della velocità di agitazione

L'agitatore magnetico PCE-MSR 50 è ideale per le applicazioni in piccoli laboratori. Il mini agitatore magnetico può tranquillamente mescolare quantità di campione tra 100 e 1000 ml. Sulla base del mini agitatore magnetico è possibile posizionare contenitori con un diametro massimo di 88 mm e, grazie a ciò, è possibile collocare sul mini agitatore magnetico qualsiasi bicchiere o contenitore standard. Il mini agitatore magnetico è alimentato attraverso un alimentatore da 5V (USB). Grazie alle piccole dimensioni e al peso ridotto del mini agitatore magnetico, è possibile utilizzare questo dispositivo in modo mobile.



- Agitatore magnetico fino a 1000 ml
- Dimensioni ridotte
- Alimentato a corrente elettrica

- Regolazione della velocità fino a 1600 rpm
- Diametro base di agitazione: 88 mm
- Per prove sul campo e in laboratorio

Specifiche tecniche

Azionamento punti di agitazione

Volume di agitazione

Range di velocità

Superficie della base di agitazione

Materiale della base

Alimentazione

Peso

Dimensioni

Motore elettrico

100 ... 1000 ml

0 ... 1600 rpm


Ø 88 mm

Plastica

Alimentatore 5V/2A DC, 90 ... 230V AC

Circa 500 g

125 x 110 x 70 mm



Contenuto della spedizione

- 1 x Mini agitatore magnetico PCE-MSR 50,
- 1 x Alimentatore 5V / 2A,
- 1 x Ancoretta magnetica,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)