

Bilancia di precisione della serie PCE-BSK

Bilancia di precisione con funzione conta pezzi / Possibilità di utilizzo delle batterie per uso mobile / Livella integrata / Interfaccia RS-232 / Adatta per uso mobile

La bilancia di precisione è adatta al lavoro giornaliero in un laboratorio. Oltre alla funzione base di pesatura, la bilancia di precisione è dotata della funzione conta pezzi. Grazie a questa funzione, è possibile determinare, ad esempio, il numero di viti contenute in una scatola. Questa funzione consente di usare la bilancia di precisione anche nel settore della logistica. Per poter usare questa bilancia in luoghi scarsamente illuminati, abbiamo dotato il display della bilancia della funzione di retroilluminazione.

Oltre a tutte queste funzioni, la bilancia di precisione dispone di un'interfaccia RS-232, grazie alla quale può trasferire i valori di misura a un PC. La bilancia di precisione può essere utilizzata in forma mobile o fissa. Per utilizzarla in forma mobile, è necessario inserire 3 batterie da 1,5V del tipo AA.



- Computo dei pezzi
- Interfaccia RS-232
- Display retroilluminato

- Alimentazione a batterie per uso mobile
- Livella integrata
- Alta precisione

Specifiche tecniche

Modello

Range di misura
 Risoluzione
 Ripetibilità
 Linearità
 Protezione antivento
 Dimensioni del piatto di pesata
 Dimensioni
 Peso

Modello

Range di misura
 Risoluzione
 Ripetibilità
 Linearità
 Protezione antivento
 Dimensioni del piatto di pesata
 Dimensioni
 Peso

Modello

Range di misura
 Risoluzione
 Ripetibilità
 Linearità
 Protezione antivento
 Dimensioni del piatto di pesata
 Dimensioni
 Peso

Altre specifiche

Calibrazione

PCE-BSK 310

0 ... 310 g
 0,001 g
 $\pm 0,002$ g
 $\pm 0,003$ g
 Sì
 Ø 90 mm
 270 x 265 x 190 mm
 3,5 kg

PCE-BSK 1100

0 ... 1100 g
 0,01 g
 $\pm 0,02$ g
 $\pm 0,03$ g
 No
 Ø 130 mm
 270 x 200 x 80 mm
 2 kg

PCE-BSK 5100

0 ... 5100 g
 0,1 g
 $\pm 0,2$ g
 $\pm 0,3$ g
 No
 160 x 160 mm
 270 x 200 x 80 mm
 2 kg

Esterna

Condizioni operative
Interfaccia
Alimentazione con batterie
Alimentazione con rete elettrica

17,5 ... 22,5 °C, 85% U.R. senza condensa
RS-232
3 x 1,5V tipo AA
Ingresso: 100 ... 240 V, 50 / 60 Hz
Uscita: 6V, 500 mA



Contenuto della spedizione

1 x Bilancia di precisione della serie PCE-BSK,
1 x Alimentatore,
Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)