

## Microscopio Full HD PCE-VMM 100

**Microscopio Full HD con autofocus / Zoom: 206x / Risoluzione: 1920 x 1080 pixel / Uscita HDMI / Funzioni di misura / Registrazione di immagini e video / Monitor di ampie dimensioni incluso**

Il microscopio Full HD PCE-VMM 100 viene utilizzato per esaminare componenti e molti altri oggetti ingranditi. Il PCE-VMM 100 è un microscopio a luce riflessa con zoom fino a 206 ingrandimenti. Il microscopio Full HD si distingue per l'elevata risoluzione digitale di 1920 x 1080 pixel. Un'altra caratteristica è che questo microscopio Full HD ha una messa a fuoco automatica che garantisce di vedere sempre un'immagine chiara dell'oggetto. Il microscopio ha un'uscita HDMI per collegare il monitor incluso nella spedizione. Naturalmente, è anche possibile collegare altri schermi o monitor con una risoluzione di 1080 pixel al microscopio Full HD. Questo è il motivo per cui questo microscopio è uno strumento ideale per presentazioni e dimostrazioni nelle scuole, nelle università e ovunque si debbano mostrare piccoli dettagli a un vasto pubblico. Il microscopio Full HD PCE-VMM 100 funziona tramite un mouse USB. Un software integrato nel microscopio Full HD consente diverse regolazioni delle immagini. È possibile salvare tali immagini in una memoria per una successiva analisi.



- Zoom: 206 ingrandimenti
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Messa a fuoco automatica
- Ampio monitor incluso

- Uscita HDMI
- Regolazione automatica della luminosità
- Funzione video e foto
- Soppressione del rumore digitale





### Specifiche tecniche

Ingrandimenti  
 Obiettivo  
 Rapporto di ingrandimento (rapporto zoom)  
 Risoluzione  
 Dimensione dell'immagine  
 Frequenza di aggiornamento (video)  
 Funzioni della fotocamera

32x ... 206x  
 0,7x ... 4,5x lente zoom  
 6,5 : 1  
 1920 x 1080 pixel  
 1/2,86"  
 30 FPS  
 - Messa a fuoco automatica  
 - Crosshair (croce) nell'immagine  
 - Bilanciamento del bianco automatico  
 - Regolazione automatica della luminosità  
 - Soppressione digitale del rumore

Uscita video  
 Controllo  
 Display  
 Illuminazione  
 Percorso  
 Alimentazione  
 Dimensioni  
 Peso

HDMI  
 Mouse USB  
 Monitor da 21"  
 LED a luce riflessa  
 Max. 100 mm  
 90 ... 240V AC, 50/60 Hz  
 310 x 285 x 500 mm  
 Circa 6 kg



**Contenuto della spedizione**

- 1 x Microscopio Full HD PCE-VMM 100,
- 1 x Monitor,
- 1 x Mouse USB,
- 1 x Penna USB,
- 1 x Cavo HDMI,
- 2 x Cavo alimentazione,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)