

## Piaccametro PCE-PH 17

**Piaccametro ideale per semplici applicazioni di laboratorio / Elettrodo di vetro / Funzionamento semplice / Calibrazione manuale su 1 punto**

Il piaccametro PCE-PH 17 è un dispositivo per la misura del pH dotato di un elettrodo completamente in vetro. Il fatto che sia fatto di vetro, consente di pulire l'elettrodo in modo più semplice e più profondo. Il piaccametro misura con una precisione di  $\pm 0,1$  pH e una risoluzione di 0,01 pH. Grazie a ciò, il piaccametro è un dispositivo ideale per l'uso in semplici applicazioni di laboratorio.

La connessione BNC consente di collegare altri elettrodi al piaccametro. Grazie alla semplice funzionalità è possibile regolare facilmente il piaccametro su un altro elettrodo.



- Risoluzione di 0,01 pH
- Elettrodo di vetro sostituibile
- Ideale per semplici applicazioni di laboratorio

- Adatto per uso mobile
- Funzionamento semplice
- Precisione di  $\pm 0,1$  pH

### Specifiche tecniche

Range di misura

0,00 ... 14,00 pH

Precisione

$\pm 0,1$  pH (a 20 °C),  $\pm 0,2$  pH

Risoluzione

0,01 pH

Calibrazione

Impostazione manuale su 1 punto

Alimentazione

3 x Batterie LR44 AG13, da 1,5V

Condizioni operative

0 ... 50 °C

Dimensioni

175 x 51 x 25 mm

Peso

Circa 57 g



### Contenuto della spedizione

- 1 x Piaccametro PCE-PH 17,
- 1 x Cacciavite,
- 3 x Batterie LR44 AG13 da 1,5V,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)